



▶ Réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie ou en chirurgie à ciel ouvert

▶ Rotator cuff repair : open or arthroscopic surgery



Profil



Features

- Ancre avec deux fils de suture non-résorbables (les deux en UHMWPE - IKARIOS®) aiguillés.

Anchor with two non-absorbable sutures (both in UHMWPE - IKARIOS®) with needles.

- Ancre montée sur un dispositif d'insertion dont l'extrémité six pans permet un maintien efficace de l'ancre.

Anchor assembled with an insertion device. This device has a six sides print to allow the good holding of the anchor.

- Les gorges de passage des fils au niveau de la tête de l'ancre assurent leur protection pendant le vissage.

On the anchor the groove where the sutures pass allow their protection during the screwing.

- Les fils de suture se libèrent facilement par ouverture du capuchon.

Sutures release themselves easily by opening the cap.





Fabrication

i

Manufacturing

Stérilisation

Sterilization

- Rayonnements Gamma, dose 25 kGy.
- Gamma radiation at 25 kGy.

Matière

Material





- Ancre en alliage de titane TA6V ELI (ISO 5832-3).
- Titanium alloy anchor TA6V ELI (ISO 5832-3).
- Un (ou deux) fil de suture en UHMWPE - IKARIOS®.
- One (or two) suture, in UHMWPE - IKARIOS®.
- Les aiguilles sont en acier inoxydable.
- Needles are in stainless steel.



Caractéristiques

) (

Characteristics

Référence Product number	Ancre Anchor	Suture			Aiguilles Needles
		Matériau Material	Diam./Long. Diam./Length	Résistance Strength	
120500 (avec aiguilles / with needles)	Métallique Ø 5 mm Metallic Ø 5 mm	1 suture IKARIOS® (1 blanc/bleu) (1 white/blue)	5 Metric (# 2) / 50 cm	126,9 N	4/8  25 mm
					100/100
120400 (avec aiguilles / with needles)	Métallique Ø 4 mm Metallic Ø 4 mm	1 suture IKARIOS® (1 blanc/bleu) (1 white/blue)	5 Metric (# 2) / 50 cm	126,9 N	4/8  35 mm
					100/100
					4/8  25 mm
					100/100
					4/8  35 mm
					100/100

Distribué par

Distributed by

Fabriqué en France par ORTHOMED
Manufactured in France by ORTHOMED



ORTHOMED

ORTHOMED SA - ZAC de St. Estève
06640 St JEANNET Côte d'Azur, FRANCE
Tél : +33(0)4 92 12 33 77
Fax : +33(0)4 92 12 33 88
contact@orthomed.fr - www.orthomed.fr