



➤ *Fixation ligamentaire ou tendineuse.*

➤ *Ligament or tendon fixation.*



Profil



Features

- ⊗ Tête de vis arrondie.
Rounded screw head.
- ⊗ Extrémités mousSES.
Round rear end.
- ⊗ Filetage dépourvu d'arête vive.
Thread without sharp edge.
- ⊗ Partie distale conique en forme "d'ogive".
Cone-shaped distal end.
- ⊗ Vis canulée.
Cannulated screw.



Avantages



Benefits

- ⊗ Stériles et non stériles.
Sterile or not sterile screw.
- ⊗ Compatible avec les imageries (IRM, scan...).
MRI-compatible.
- ⊗ Un unique tournevis pour toutes les tailles de vis.
One screwdriver for all screw sizes.
- ⊗ Empreinte interne hexagonale standard.
Standard hex recess.

Indications



Indications

- Dans la chirurgie des ligaments croisés du genou, fixation tibiale et fémorale dans les tunnels osseux : de tous types de transplants et des ligaments prothétiques Ligastic®
- In cruciate ligament surgery, tibial and femoral fixation in bone tunnels: of all types of grafts and of prosthetic Ligastic® ligaments.



Fabrication



Manufacturing

Stérilisation

Sterilization

- Rayonnements Gamma, dose 25 kGy
- Gamma irradiation at 25 kGy

Matière

Material

- Vis en alliage de titane TA6V
- Screw made of titanium alloy

Fabriqué en France par ORTHOMED
 Manufactured in France by ORTHOMED





Références



Product numbers

	Référence		Ø Vis Ø Screw	Longueur totale Total length
	Product number			
	Stérile Sterile	Non stérile Not sterile		
	1000718	0990718	7 mm	18 mm
	1000723	0990723	7 mm	23 mm
	1000728	0990728	7 mm	28 mm
	1000818	0990818	8 mm	18 mm
	1000823	0990823	8 mm	23 mm
	1000828	0990828	8 mm	28 mm
	1000918	0990918	9 mm	18 mm
	1000923	0990923	9 mm	23 mm
	1000928	0990928	9 mm	28 mm

Fabriqué en France par ORTHOMED
Manufactured in France by ORTHOMED



Ancillaires



Ancillaries



Tournevis canulé
réf. 0031-A

Canulated screwdriver
ref. 0031-A

Distribué par

Distributed by

ORTHOMED

ORTHOMED SA - ZAC de St Estève
06640 St JEANNET Côte d'Azur, FRANCE
Tél : +33(0)4 92 12 33 77
Fax : +33(0)4 92 12 33 88
contact@orthomed.fr - www.orthomed.fr