



# FICHE TECHNIQUE

**Ikarios®**


Ancrage ligamentaire de suture



## Ancrage ligamentaire de suture

L'**Ikarios** est un ancrage tressé non résorbable, indiqué pour les réinsertions ou réparations des tissus mous, tendons et ligaments en chirurgie orthopédique.

Il est fabriqué en fibres de polyéthylène à haut poids moléculaire (UHMWPE). Le fil de suture est serti avec des aiguilles de différentes tailles en acier inoxydable.



- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Fils en fibres de polyéthylène à haut poids moléculaire (UHMWPE), serts d'aiguilles en acier inoxydable.
- + Stérilisation par rayonnements gamma.
- + Grand choix disponible de taille et de forme d'aiguilles.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED

### Références produit


1266001	3 Metric (#2-0) - Longueur 45 cm 1 aiguille ronde
1266002	5 Metric (#2) - Longueur 93 cm 2 aiguilles : 1 ronde et 1 triangulaire
1266003	7 Metric (#5) - Longueur 93 cm 2 aiguilles triangulaires



Chaque référence est dédiée à des indications spécifiques :

#### 1266001

Pour la main et le pied

3/8  20mm  
Taper




#### 1266002

Pour le genou, l'épaule et le pied

1/2  36.6mm  
Reverse cutting



1/2  25.9mm  
Taper



#### 1266003

Pour le genou, l'épaule, le pied et la hanche

3/8  49 mm  
Sternotomy K



1/2  45 mm  
Sternotomy K

