



FICHE TECHNIQUE

Agrafes

Ostéotomie



Agrafes

Ostéotomie



Les **agrafes d'ostéotomie** sont indiquées pour la chirurgie dans le cas d'ostéotomie tibiale de valgisation (de soustraction et d'addition).

Leur pont est extra-plat (1,8mm d'épaisseur), les bords arrondis et sans angle saillant.

L'ancillaire dédié permet un excellent maintien de l'implant et une bonne stabilité lors du montage.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Fabriquées en alliage Chrome-Cobalt
- + Stérilisation par rayonnements gamma - disponible non stérile.
- + Droites, décalées, semi-obliques ou tripodes, différentes dimensions selon indication.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois pour les référence stériles.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED

Références produit

Agrafes d'ostéotomie droites

(ST)20DP Agrafe droite H1 25 - L 20mm

(ST)26DP Agrafe droite H1 25 - L 26mm

(ST)36DP Agrafe droite H1 25 - L 36mm

Agrafes d'ostéotomie décalées

(ST)73P Agrafe décalée H1 36 - L 24 - D 5 - H2 25mm

(ST)74P Agrafe décalée H1 40 - L 24 - D 10 - H2 25mm

(ST)75P Agrafe décalée H1 44 - L 24 - D 14 - H2 25mm

Agrafes d'ostéotomie semi-obliques

(ST)26SOP Agrafe semi-oblique H1 34 - L 26 - D 5 - H2 26mm

(ST)36SOP Agrafe semi-oblique H1 34 - L 34 - D 5 - H2 27mm

Agrafe d'ostéotomie tripode

26TSO Agrafe tripode H1 34 - L 26 - D 5 - H2 27mm

(ST) : existe en version stérile et non stérile

Ancillaires associés

0210-A Porte agrafe

0300-A Impacteur

0400-A Extracteur d'agrafe à masselotte

0410-A Extracteur d'agrafe

