



FICHE TECHNIQUE


Agrafes

Arthrodèse



Agrafes

Arthrodèse



Les **agrafes d'arthrodèse** sont indiquées pour la chirurgie de l'arthrodèse du pied (pour l'adulte et l'enfant).

Leur pont est extra-plat (1,8mm d'épaisseur), les bords arrondis et sans angle saillant.

Deux designs différents pour s'adapter au mieux à la chirurgie chez l'adulte et l'enfant.

L'ancillaire dédié permet un excellent maintien de l'implant et une bonne stabilité lors du montage.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Fabriquées en alliage Chrome-Cobalt
- + Stérilisation par rayonnements gamma - disponible non stérile.
- + Gamme adulte et enfant, différentes dimensions selon indication.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois pour les référence stériles.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED

Références produit

Agrafes d'arthrodèse pour l'adulte

(ST)16DPPC	Agrafe d'arthrodèse 16 x 25mm
(ST)18DPPC	Agrafe d'arthrodèse 18 x 25mm
(ST)20DPPC	Agrafe d'arthrodèse 20 x 25mm
(ST)22DPPC	Agrafe d'arthrodèse 22 x 25mm
(ST)26DPPC	Agrafe d'arthrodèse 26 x 25mm
(ST)32DPPC	Agrafe d'arthrodèse 32 x 25mm
(ST)36DPPC	Agrafe d'arthrodèse 36 x 25mm

Agrafes d'arthrodèse pédiatriques

(ST)ART16X15	Agrafe pédiatrique 16 x 15mm
(ST)ART16X20	Agrafe pédiatrique 16 x 20mm
(ST)ART16X23	Agrafe pédiatrique 16 x 23mm
(ST)ART18X23	Agrafe pédiatrique 18 x 23mm
(ST)ART20X23	Agrafe pédiatrique 20 x 23mm

(ST) : existe en version stérile et non stérile

Ancillaires associés

0210-A	Porte agrafe (10 mm)
0230-A	Porte agrafes pinces moyennes (18 mm)
0240-A	Porte agrafe pinces larges (25 mm)
0300-A	Impacteur
0400-A	Extracteur d'agrafe à masselotte
0410-A	Extracteur d'agrafe



Agrafe d'arthrodèse adulte



Agrafe d'arthrodèse pédiatrique



0210-A
Porte agrafe



0300-A
Impacteur



0230-A
Porte agrafe
pinces moyennes



0400-A
Extracteur d'agrafe à
masselotte



0410-A
Extracteur d'agrafe



0240-A
Porte agrafe pinces larges