



FICHE TECHNIQUE

Agrafes

Ligamentaires



Agrafes

Ligamentaires



Les **agrafes ligamentaires** sont indiquées pour la fixation d'une allogreffe ou d'un composant prothétique.

Leur pont est extra-plat (1,8mm d'épaisseur), les bords arrondis et sans angle saillant.

Elles sont conçues avec un relief anti-retour, avec des pointes acérées et taillées en biseau selon la référence.

L'ancillaire dédié permet un excellent maintien de l'implant et une bonne stabilité lors du montage.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Alliage Chrome-Cobalt.
- + Stérilisation par rayonnements gamma - disponible non stérile.
- + Avec ou sans dents, jambes longues ou courtes, différentes dimensions selon indication.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois pour les références stériles.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED



Agrafe ligamentaire avec dents

Agrafe ligamentaire sans dents

Agrafe Orengo

Agrafe ligamentaire jambes courtes

Agrafe ligamentaire sans dents jambes courtes



0210-A
Porte agrafe



0251-A
Porte agrafe Orengo / cylindrique



0300-A
Impacteur



0400-A
Extracteur d'agrafe à masselotte



0410-A
Extracteur d'agrafe

Références produit

Agrafes ligamentaires avec dents

(ST)90P	Agrafe ligamentaire 6 x 20mm
(ST)92P	Agrafe ligamentaire 8 x 20mm
(ST)94P	Agrafe ligamentaire 11 x 20mm
(ST)96P	Agrafe ligamentaire 16 x 20mm

Agrafes ligamentaires avec dents jambes courtes

(ST)90SP	Agrafe ligamentaire 6 x 15mm
(ST)92SP	Agrafe ligamentaire 8 x 15mm
(ST)94SP	Agrafe ligamentaire 11 x 15mm
(ST)96SP	Agrafe ligamentaire 16 x 15mm

Agrafes ligamentaires sans dents

(ST)91P	Agrafe ligamentaire 6 x 20mm
(ST)93P	Agrafe ligamentaire 8 x 20mm
(ST)95P	Agrafe ligamentaire 11 x 20mm
(ST)97P	Agrafe ligamentaire 16 x 20mm

Agrafes ligamentaires sans dents jambes courtes

(ST)91SP	Agrafe ligamentaire 6 x 15mm
(ST)93SP	Agrafe ligamentaire 8 x 15mm
(ST)95SP	Agrafe ligamentaire 11 x 15mm
(ST)97SP	Agrafe ligamentaire 16 x 15mm

Agrafe ligamentaire Orengo

(ST)ORENGO5	Agrafe ovale 5 x 25mm
(ST)ORENGO10	Agrafe ovale 10 x 25mm

(ST) : existe en version stérile et non stérile

Ancillaires associés

0210-A	Porte agrafe
0300-A	Impacteur
0400-A	Extracteur d'agrafe à masselotte
0410-A	Extracteur d'agrafe
0251-A	Porte agrafe Orengo